

Stainless Design Spender 296/297/298

Manuelle Bedienung Für Flüssigseife, Schaumseife oder Desinfektionsmittel 2 Jahre Garantie



Eleganter und zuverlässiger Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder Desinfektionsmittel. Die Stainless Design-Produktreihe ist für kommerzielle Toiletten geeignet, wo die Qualität und der ästhetische Ausdruck entscheidend sind. Die ganze Produktreihe ist aus hochwertigen Qualitätsmaterialien hergestellt und hat ein einzigartiges Design mit einem schönen, gebogenen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.

Anwendung

Geeignet für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen. Die Stainless Design-Produkte ermöglichen die hygienische, klassisch elegante Einrichtung von allen Typen kommerziellen Toilettenräumen. Die Produkte sind spezifisch für den Einsatz in öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen hergestellt, wo nur wenige Wartung erforderlich ist, und wo die Einrichtung oft grobe Handhabung widerstehen muss.

neielelizeli

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten

	Stainless Design
	Artikel-Nr.: 296, 297, 298
	Manuell bedienbarer Spender für
	Flüssigseife, Schaumseife oder
Тур	Desinfektionsmittel
	H 367 x B 120 x T 162 mm/
Abmessungen	(geöffnet): 363 mm
	1,5 mm gebürsteter Edelstahl, AISI
Material	304
Fassungsvermögen	1,2 l = etwa 1.000-1.200 Dosierungen
Nettogewicht	2,75 Kg

Varianten

Artikel-Nr. 296: Flüssigseife. Artikel-Nr. 297: Desinfektionsmittel. Artikel-Nr. 298: Schaumseife.

Standardfarbe

Edelstahl, gebürstet.

Weitere Varianten

In allen RAL-Farben erhältlich.

Montage

Wandmontage.

Ausschreibungstext

Manuell bedienbarer Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder Desinfektionsmittel. Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, AISI 304. Fassungsvermögen: 1,2 l. Nettogewicht: 2,75 kg.

H: 367mm, B: 120mm, T: 162mm/geöffnet: 363mm.

Details

Manuelle Bedienung. Die Dosierung erfolgt durch ein leichtes Drücken des Dosiergriffs. Die Dosierung endet mit der Beendigung des Drückens. Der Behälter mit Pumpe lässt sich durch alternatives Innenleben austauschen, damit der Spender für sowohl Flüssigseife als auch Desinfektionsmittel oder Schaumseife verwendbar ist. Der Spender lässt sich nur mittels des zu der Stainless Design-Produktreihe gehörigen Spezialschlüssels öffnen.